

VIRUELA SÍMICA

COD: VIS | MÉTODO: RT PCR REAL TIME

¿Cómo tomar la muestra?

Se utilizan hisopos de Dacrón o poliéster.

Tipo de muestra	Procedimiento
Hisopado del contenido vesicular	Frotar vigorosamente la lesión para garantizar que se recolecta suficiente material para la obtención del ADN viral. Colectar 1 hisopo tomado de una o varias vesículas, aún a pesar de tener características diferentes, y colocar en tubo seco estéril.
Hisopado enérgico del lecho de más de una lesión ulcerada	
Costras de lesiones	Remitir en tubo seco estéril.
Hisopado rectal (en caso de proctitis)	En caso de utilizar rectoscopio y visualizar la lesión, frotar vigorosamente la lesión para garantizar que se recolecta suficiente material para la obtención del ADN viral . En ausencia de lesión, introducir el hisopo y rotar 10 seg. contra la mucosa rectal . En ambos casos recolectar en tubo seco estéril.

NOTA: en ningún caso agregar sc. fisiológica. Las muestras deben estar acompañadas con ficha epidemiológica, resumen de historia clínica y solicitud de diagnóstico. Para facilitar la identificación en receptoría de análisis, aclarar por fuera del triple envase: MUESTRA PARA DX DE VIRUELA SÍMICA

Los hisopados de lesiones, costras y fluidos vesiculares no deben mezclarse en el mismo tubo.